

Gluta 固定液(2.5%)非无菌

Gluta Fixative(2.5%) Non-sterile



产品详情

产品货号	产品名称	储存条件	保质期
F12887	Gluta 固定液(2.5%)非无菌	2-8℃避光	6 个月

产品简介:

固定液主要分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等，较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。戊二醛固定液会引起蛋白质 α -螺旋结构变形，不利于过氧化物酶染色，速速度快，渗透力差。Gluta 固定液(2.5%)主要由戊二醛、磷酸盐等组成，pH7.2~7.4，该固定液对细胞核、细胞浆的细微结构固定效果好，是最常用的标准固定液，经常用于电镜标本的固定。

操作步骤:

- 1.按实验具体要求操作。
- 2.取新鲜标本，立即入 Gluta 固定液(2.5%)中，4℃固定 1~4h，稍大标本应适当延长固定时间。
- 3.送检或 4℃保存。

使用须知:

- 1.戊二醛固定液(2.5%)有一定腐蚀性，请在通风较好的环境下小心操作，避免吸入。
- 2.组织取材的厚度不同，固定时间也不同。常规活检组织比较适合厚度为 2~4mm，一般不超过 6mm。对组织恰当的选材有利于固定液的渗透。
- 3.固定液的容量应足够，一般固定液与组织块的体积比率应大于 10:1。如果容积不够大，可以在固定期间更换 1~3 次固定液。
- 4.取出新鲜组织后，应及时固定。无法及时固定时，应保存于生理盐水中及时送检。

储存与保存:

- 1.保存: 2-8℃，避光
- 2.有效期: 6 个月

注意事项:

- 1.本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
- 2.为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
- 3.实验结果可由多种因素影响，相关处理只限于产品本身，不涉及其他赔偿。

免责声明: 本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

北京伊事达科技有限公司

电话: 13564444959

官网: www.followme-shop.com

地址: 北京市海淀区东北旺西路58号尚科办公社区C区一楼



公众号



客 服