



产品详情

## dnTPs Mix(10mM each)

产品货号	产品名称	储存条件	保质期
F15005	dnTPs Mix(10mM each)	-20°C	3 年

### 产品简介:

1.10 mM dNTP(2'-脱氧核苷酸-5'-三磷酸)Mix 包含四种脱氧核苷酸(dATP、dCTP、dGTP、dTTP), 溶于 0.6 mM Tris HCl(pH 7.5)中, 每种核苷酸浓度均为 10mM。10mM dNTP Mix 可用于聚合酶链式反应(PCR)、测序、填补、切口平移、cDNA 合成及 TdT 加尾反应。

2.本产品仅用于科研, 不可用于其他。

### 反应体系:

#### 1.20μL 反应体系

dNTP 终浓度	dNTP 加入量	使用次数	
		0.5mL	1mL
0.2mM	0.4μL	1250	2500
0.5mM	1.0μL	500	1000
1.0mM	2.0μL	250	500
1.5mM	3.0μL	165	333

#### 2.50μL 反应体系

dNTP 终浓度	dNTP 加入量	使用次数	
		0.5mL	1mL
0.2mM	1.0μL	500	1000
0.5mM	2.5μL	200	400
1.0mM	5.0μL	100	200
1.5mM	7.5μL	65	133

### 注意事项:

1.我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。需低温保存的产品, 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。

2.本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。

- 3.为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
- 4.实验结果可由多种因素影响，相关处理只限于产品本身，不涉及其他赔偿。

**免责声明：本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。**

**北京伊事达科技有限公司**

电话：13564444959

官网：[www.followme-shop.com](http://www.followme-shop.com)

地址：北京市海淀区东北旺西路58号尚科办公社区C区一楼



公众号



客服