

Tuner (DE3) E. coli

Tuner (DE3) E. coli



产品详情

产品货号	产品名称	储存条件	保质期
SJ0003	Tuner (DE3) E. coli	-80℃	3 个月

基本信息:

中文名称	Tuner (DE3) 大肠杆菌
英文名称	Tuner (DE3) E. coli
菌株分类	大肠杆菌
培养基	LB
培养温度	37℃
菌株表达	蛋白表达
保存方式	20%甘油菌
保存温度	-80℃
保存时间	3 个月
运输方式	冰袋运输

菌株培养(仅供参考):

1. 收到甘油菌种后请甩动保存管, 让菌液不要吸附在管壁上。
2. 用接种环在固体平板上四区划线, 如有抗性就加对应抗性。
3. 恒温培养箱倒置培养 12~16h。
4. 务必挑取单菌落接种于液体培养基中, 如有抗性就加对应抗性。
5. 摇床震荡培养过夜, 根据实验需要培养菌种。

注意事项:

1. 初次使用时请按照本说明书推荐条件进行复活培养, 如使用其它类型培养基或培养条件造成菌种不活等损失, 我司概不负责。
2. 使用者应保证菌种的安全存储和操作, 带菌废弃物应高压灭菌处理后丢弃。
3. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。需低温保存的产品, 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
6. 实验结果可由多种因素影响, 相关处理只限于产品本身, 不涉及其他赔偿。

免责声明:本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

北京伊事达科技有限公司

电话: 13564444959

官网: www.followme-shop.com

地址: 北京市海淀区东北旺西路 58 号尚科办公社区 C 区一楼



公众号

客服