



产品详情

dnTPS Mix(10mM each)

产品货号	产品名称	储存条件	保质期
F15005	dnTPS Mix(10mM each)	-20℃ 避光	3 年

产品简介:

1. 10 mM dNTP(2'-脱氧核苷酸-5'-三磷酸)Mix 包含四种脱氧核苷酸(dATP、dCTP、dGTP、dTTP), 溶于 0.6 mM Tris HCl(pH 7.5)中, 每种核苷酸浓度均为 10mM。10mM dNTP Mix 可用于聚合酶链式反应(PCR)、测序、填补、切口平移、cDNA 合成及 TdT 加尾反应。

2. 本产品仅用于科研, 不可用于其他。

反应体系:

1.20μL 反应体系

dNTP 终浓度	dNTP 加入量	使用次数	
		0.5mL	1mL
0.2mM	0.4μL	1250	2500
0.5mM	1.0μL	500	1000
1.0mM	2.0μL	250	500
1.5mM	3.0μL	165	333

2.50μL 反应体系

dNTP 终浓度	dNTP 加入量	使用次数	
		0.5mL	1mL
0.2mM	1.0μL	500	1000
0.5mM	2.5μL	200	400
1.0mM	5.0μL	100	200
1.5mM	7.5μL	65	133

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。需低温保存的产品, 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。

2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。

- 3.为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
- 4.实验结果可由多种因素影响，相关处理只限于产品本身，不涉及其他赔偿。

免责声明：本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

北京伊事达科技有限公司

电话：13564444959

官网：www.followme-shop.com

地址：北京市海淀区东北旺西路58号尚科办公社区C区一楼



公众号



客服