

DNA 上样缓冲液(6X, 溴酚蓝)

6xDNA Loading Buffer



产品详情

产品货号	产品名称	储存条件	保质期
F15266	DNA 上样缓冲液(6X, 溴酚蓝)	2-8℃	2 年

基本信息:

中文名称	DNA 上样缓冲液(6X,溴酚蓝)
性状	深蓝色液体
保存温度	2-8℃ 勿反复冻融
有效期	2 年

产品简介:

本产品是 6 倍浓缩的 DNA 上样缓冲液, 用于 DNA 凝胶电泳, 能促使 DNA 样品沉入凝胶加样孔中。其主要成份为甘油, EDTA, 溴酚蓝和二甲苯青等。溴酚蓝和二甲苯青用作电泳时的指示剂, 可指示电泳进程。

操作步骤(仅供参考):

- 1.请按每 5 μ L DNA 样品加入 1 μ L 6 $\times$ DNA Loading Buffer 的比例(6 倍稀释)来使用。
- 2.混匀后, 直接加到 DNA 凝胶加样孔中, 电泳。

注意事项:

- 1.如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2.我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。需低温保存的产品, 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
- 3.本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
- 4.为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
- 5.实验结果可由多种因素影响, 相关处理只限于产品本身, 不涉及其他赔偿。

免责声明: 本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

北京伊事达科技有限公司

电话: 13564444959

官网: www.followme-shop.com

地址: 北京市海淀区东北旺西路58号尚科办公社区C区一楼



公众号



客服