

# 1×PBS 缓冲液

## (0.01mol/L, PH7.2-7.4, 无钙镁, 无菌)



产品详情

产品货号	产品名称	保存条件	保质期
EP1020	1×PBS 缓冲液 (0.01mol/L, PH7.2-7.4, 无钙镁, 无菌)	2-8℃	1 年

### 基本信息

中文别名	1×PBS 磷酸缓冲盐溶液 (0.01mol/L, PH7.2-7.4, 无钙镁, 无菌)
外观(性状)	透明液体

### 产品简介

1. PBS, 1× (Phosphate Buffered Saline), 即磷酸盐缓冲液, 是生物学、生物化学研究中使用较广泛的一种平衡盐溶液, 常用于组织块的洗涤、细胞的漂洗、其他试剂的配制以及作为细胞计数的稀释液等。
2. 产品成分: 2.7mM KCl, 2.0mM KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, 137mM NaCl, 10mM Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, pH7.2-7.4@25℃。
3. 本产品经 0.1 μm 过滤除菌, 未检测到 DNase 及 RNase 活性。

### 注意事项

1. 本产品经 0.1 μm 滤膜过滤除菌, 使用时请注意无菌操作, 避免细菌污染。
2. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。需低温保存的产品, 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 实验结果可由多种因素影响, 相关处理只限于产品本身, 不涉及其他赔偿。

免责声明: 本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

## 北京伊事达科技有限公司

电话: 13564444959

官网: [www.followme-shop.com](http://www.followme-shop.com)

地址: 北京市海淀区东北旺西路58号尚科办公社区C区一楼



公众号



客服